

Umificador Aquecido Servo Controlado

TR | ***EVOLUTION***®

TREND®
Medical



TR | *EVOLUTION*®



MODOS DE OPERAÇÃO

Invasivo



Permite ao usuário definir a temperatura desejada

Não Invasivo



Manual

MANUAL



ALARMES

Alta Temperatura



Baixa Temperatura



Falha de Hardware



ACESSÓRIOS

CIRCUITO RESPIRATÓRIO
DESCARTÁVEL
COM DUPLO AQUECIMENTO



JARRA DE UMIDIFICAÇÃO DESCARTÁVEL
AUTO ALIMENTÁVEL





DIFERENCIAIS

Tecnologia

Full Range (bivolt automático)

Modo de Operação Manual

Modo adicional que permite as seguintes configurações:

Com Sensor proximal

Sem Sensor proximal

Melhor Custo Benefício.

18 meses de garantia.

