


SISTEMA DE ALTO FLUXO

O sistema para terapia de alto fluxo **TREND**, oferece uma solução simples desenvolvida com foco na facilidade de uso, conforto e segurança do paciente.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA:

- Umidificador aquecido servo controlado **TR EVOLUTION**
- Misturador de Gases Medicinais **TR BLENDER**
- Fluxômetro 0 a 60 L/min
- Pedestal
- Mangueiras de **AR** e **OXIGÊNIO**
- Circuito Respiratório Descartável com Filamento de Aquecimento e Jarra de Umidificação
- Cânula Nasal para Terapia de Alto Fluxo.



Umidificador Aquecido

TR EVOLUTION

Modos de Operação:



**MODO
INVASIVO**



**MODO
NÃO INVASIVO**



**MODO
MANUAL**

TR BLENDER + FLUXÔMETRO

O **TR Blender** é um misturador de ar e oxigênio que possui alarme sonoro e sistema de segurança para prevenir baixa pressão de um dos gases.

Acoplado ao **Fluxômetro** com ajuste de 0 a 60 L/min.



CIRCUITO RESPIRATÓRIO DESCARTÁVEL COM FILAMENTO DE AQUECIMENTO E JARRA DE UMIDIFICAÇÃO



TRAQUÉIA RAMO INSPIRATÓRIO COM FILAMENTO AQUECIDO



JARRA DE UMIDIFICAÇÃO
AUTO ALIMENTÁVEL

TRAQUÉIA RAMO JARRA



CÂNULA NASAL DE ALTO FLUXO



*PERSPECTIVA ILUSTRADA DA CÂNULA NASAL

A interface da **Cânula Nasal** de alto fluxo **TREND Medical** se destina a fornecer oxigenoterapia de alto fluxo para pacientes adultos com insuficiência respiratória aguda.

TREND Medical Ind. e Com. de Produtos Médicos Ltda.

Rua San José, 396, Parque Industrial San José

CEP: 06715-862 – Cotia – São Paulo – Brasil


Tel. 55 11 4614-5395

E-mail: contato@trendmedical.com.br

www.trendmedical.com.br



MONTAGEM DO SISTEMA DE ALTO FLUXO



TREND Medical Ind. e Com. de Produtos Médicos Ltda.

Rua San José, 396, Parque Industrial San José

CEP: 06715-862 – Cotia – São Paulo – Brasil

Tel. 55 11 4614-5395

E-mail: contato@trendmedical.com.br

www.trendmedical.com.br

